

Cenaman Universal-Überleitsysteme

Alle Cenaman Universal-Überleitsysteme haben einen Adapter zum Anschluss des Systems an Kronkorken- und Weithalsflaschen sowie einen Dorn, der auf alle handelsüblichen Beutel mit Sondennahrung passt.

- Mit beigelegter Aufhängevorrichtung für Flaschen
- Bestehend aus PVC-Schlauch, flexibler Tropfkammer, Rollenklemme, Y-Stück Luer Lock weiblich zum Spülen der Sonde, Luer Lock weiblich – Adapter und Stufenadapter, passend auf alle handelsüblichen Ernährungs sonden

Universal-Überleitsystem SDA

Schwerkraft-Überleitsystem für Sondennahrung in Beuteln, Kronkorken- und Weithalsflaschen

Produkteigenschaften

- Dieses Überleitsystem ist ausschließlich zur Schwerkraftapplikation geeignet
- Nicht an Ernährungspumpen anschließen
- Nicht zur intravenösen Infusion geeignet
- Nicht verwenden bei beschädigter Sterilverpackung



Bestellinformationen


Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	PZN	HMV-Nr.
45 205 000	Universal-Überleitsystem SDA	30 Stück	04004532	03.99.07.0030

Universal-Überleitsystem PDA-C

Pumpen-Überleitsystem für Sondennahrung in Beuteln, Kronkorken- und Weithalsflaschen

Produkteigenschaften

- passend für Ernährungspumpe CenaMAT® plus
- auch für die Schwerkraftüberleitung geeignet
- Nicht zur intravenösen Infusion geeignet
- Nicht verwenden bei beschädigter Sterilverpackung



Bestellinformationen

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	PZN	HMV-Nr.
45200270	Universal-Überleitsystem PDA-C	30 Stück	02353783	03.99.07.2049