



# Sitzkissen

zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung



## Dauerhaft den Markt begleiten.

Produktentwicklung ist ein stetiger Prozess. Deshalb befasst sich unser Produktmanagement dauerhaft mit der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte. Dabei spielt der kontinuierliche Kontakt zum Markt eine große Rolle.

Eine adäquate Patientenversorgung zur Verbesserung der Lebensqualität ist unsere Aufgabe. In Zusammenarbeit mit den Hilfsmittelversorgern und Kostenträgern möchten wir dies individuell, effektiv und kurzfristig erfüllen.

In diesem Heft finden Sie einen Überblick über unser Kernsortiment im Bereich Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung. Bewährte Sitzkissen sowie Neuentwicklungen für die effektive Versorgung Ihrer Patienten. Um das richtige Produkt einsetzen zu können, spielen viele Faktoren zusammen.

## Optimaler Einsatz der richtigen Produkte.

Körpergewichte, Erkrankungsgrade, Dekubitusstadien, verschiedene Therapiemöglichkeiten und unterschiedliche technische Anforderungen wurden bei der Einteilung und Einsatzempfehlung berücksichtigt.

Ihre **ADL** GmbH



ADL in Münster (Westfalen)



ADL in Amt Wachsenburg (Erfurt)

## Produktübersicht

Seite	Artikelname	Einsatz	HMV-Nummer	
4	ADL Viskoschaum Sitzkissen Weichlagerung	Grad III	11.39.01.1041	
5	silflex 200 Gel-Schaum Sitzkissen	Grad II	11.39.02.1018	
6	soft air® sit Luftinsouffliertes Sitzkissen	Grad III	11.39.03.1017	
8	decuSit Würfelsitzkissen	Grad II	-	
9	prophysit Würfelsitzkissen	-	-	
10	Standard-Sitzkissen RG35 Schaumstoffsitzkissen mit Stuhlbändern	-	-	
11	Standard-Sitzkissen RG35 Schaumstoffsitzkissen mit rutschfester Unterseite	-	-	
12	Arthrodesenkissen Orthopädisches Hilfsmittel	-	-	



HMV-Nr.  
11.39.01.1041

## ADL Viskoschaum Sitzkissen

Komfortsitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III

Grad III

- Für Personen von 30 - 135 kg Körpergewicht
- Verbesserte Dekubitus-Vorbeugung im Bereich des Ischiasnervs
- Erhöhter Bereich für das Becken, um das „nach vorn Rutschen“ zu verhindern
- Hohe Druckentlastung durch hochwertigen viskoelastischen Formschaumstoff
- Abnehmbarer Bezug, mit Mesh-Gewebe zur Klimaregulierung als Sitzfläche und rutschfester Unterseite, bis 95 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet
- 6 verschiedene Größen
- 3 Jahre Garantie\*\* gegen Kuhlenbildung



Abnehmbarer Bezug mit Mesh-Gewebe



### Technische Daten

	ADL Viskoschaum Sitzkissen					
Artikelnummern	180 276	180 277	180 278	180 280	182 011	180 281
EAN-Code	4260338540012	4260338540029	4260338540036	4260338540043	4260338540050	4260338540067
Abmessungen in cm*** (B x T x H)	38 x 41 x 6-9*	40 x 41 x 6-9*	43 x 43 x 6-9*	45 x 44 x 6-9*	43 x 47 x 6-9*	50 x 44 x 6-9*
Empf. Patientengewicht	30 - 90 kg		30 - 100 kg	30 - 120 kg		30 - 135 kg
Material	Viskoelastischer Formschaumstoff					
Bezug	Abnehmbarer Bezug, mit Mesh-Gewebe zur Klimaregulierung als Sitzfläche und rutschfester Unterseite, bis 95 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet					
Raumgewicht / Stauchhärte	70 kg/m <sup>3</sup> · 3,8 kPa					
Reinigung	Wischdesinfizierbar					
Anwendungsgebiet	Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III					
Mikroklima	Klasse K					
Druckentlastung	Bei Belastung mit 80 kg: Klasse G					

\* Die Höhe variiert zwischen 6 und 9 cm aufgrund der anatomisch angepassten Form.

\*\* Unsere Pflegehinweise und Garantiebedingungen sind zu finden auf [www.adl-gmbh.de](http://www.adl-gmbh.de).

\*\*\* Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche. Die tatsächliche Sitzfläche ist aufgrund der Abrundungen der Schaumkanten um ca. 1-2 cm geringer als die Grundfläche.

HMV-Nr.  
11.39.02.1018

## silflex 200

Grad II

Komfortsitzkissen aus Gel und Visko-Schaumstoff zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem Risiko / Grad II

- Für Personen bis 120 kg / bis 150 kg / bis 220 kg / über 220 kg Körpergewicht
- Kombination aus Gel mit Visko- und Polyurethan-Schaumstoff als „Sandwich-Bauweise“, reduziert den Auflagedruck auch bei höchster Belastung
- Hohe Druckverteilung auch bei geringer Höhe
- Hochwertiger PU-Bezug mit rutschfester Unterseite, wischdesinfizierbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig, waschbar bis 95°C
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



„Sandwich-Bauweise“



Gelplatte

### Technische Daten

Art. Nr.	EAN-Code	Art.-Name	Abmessung (B x T x H)	Patientengewicht	
<b>silflex 200 (L)</b>					
160 479	4260338540845	Silflex 200	40 x 35 x 5 cm	bis 120 kg	
160 481	4260338540074		40 x 40 x 5 cm	bis 120 kg	
160 482	4260338540081		40 x 45 x 5 cm	bis 120 kg	
160 483	4260338540098		43 x 43 x 5 cm	bis 120 kg	
160 484	4260338540104		45 x 43 x 5 cm	bis 120 kg	
160 485	4260338540111		45 x 45 x 5 cm	bis 120 kg	
160 486	4260338540128		42 x 42 x 8 cm	bis 150 kg	
160 487	4260338540135		40 x 40 x 8 cm	bis 150 kg	
160 488	4260338540142		45 x 40 x 8 cm	bis 150 kg	
160 489	4260338540159		45 x 45 x 8 cm	bis 150 kg	
160 491	4260338540166		48 x 45 x 8 cm	bis 150 kg	
160 480	4260338540173		42 x 42 x 5 cm	bis 150 kg	
160 480-SM	4260338540180		Sondermaß auf Bestellung (für alle Kissen bis max. 49 x 49 cm)		bis 150 kg
<b>silflex 200 (XL)</b>					
160 490	4260338540197		Silflex 200	45 x 50 x 8 cm	bis 150 kg
160 492	4260338540203	50 x 43 x 8 cm		bis 150 kg	
160 493	4260338540210	52 x 42 x 8 cm		bis 150 kg	
160 494	4260338540227	52 x 44 x 8 cm		bis 150 kg	
160 495	4260338540234	56 x 46 x 8 cm		bis 150 kg	
160 490-SM	4260338540241	Sondermaß auf Bestellung (für alle Kissen bis max. 59 x 59 cm)		bis 150 kg	
160 495-SM	4260338540258	Sondermaß auf Bestellung (für alle Kissen bis max. 59 x 59 cm)		150 - 220 kg	
160 499-SM	4260338540265	Sondermaß auf Bestellung		220 kg und mehr	



HMV-Nr.  
11.39.03.1017

## soft air® sit

Grad III

Luftinsouffliertes Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III

- Für Personen bis 150 kg Körpergewicht
- Druckentlastung vor allem im Bereich der Sitzbeinhöcker
- Verbesserung der Sitzpositionierung, Ein- oder Zwei-Kammer-System, Kammern werden separat belüftet, daher genauere Einstellungen möglich
- Einsetzbar bei weiteren Indikationen, wie z.B. Querschnittlähmung, Multiple Sklerose, Halbseitenlähmung, Amputationen, Schwenklappen-Plastik, Hauttransplantationen, Verbrennungen sowie Schädelhirntrauma-Patienten
- 64 bzw. 72 zusammenstehende Zellen ermöglichen eine optimale Einstellung auf das Körpergewicht
- Luftzirkulation durch Kanäle zwischen den Polyurethanzellen
- Einfache Belüftung durch mitgelieferte Handballpumpe
- Inkl. hochwertigem Nylonbezug mit rutschfester Unterseite, abnehmbar, bis 30 °C waschbar
- Einfache Reinigung durch Wischdesinfizierung



### Technische Daten

	soft air® sit · Ein-Kammer-System					soft air® sit · Zwei-Kammer-System			
Artikel-Nummer	110 480-FO	110 482-FO	110 483-FO	110 484-FO	110 485-FO	110 487-FO	110 488-FO	110 489-FO	110 494-FO
EAN-Code	4260338540272	4260338540289	4260338540296	4260338540302	4260338540319	4260338540326	4260338540333	4260338540340	4260338540357
Abmessungen* in cm (B x T x H)	35 x 35 x 7	40 x 40 x 7	40 x 44 x 7	44 x 44 x 7	44 x 48 x 7	40 x 40 x 7	40 x 44 x 7	44 x 44 x 7	44 x 48 x 7
Max. empf. Patientengewicht	150 kg								
Material	Polyurethan								
Bezug	Nylon/PU, schwarz, rutschfest, bis 30 °C waschbar								
Reinigung	Wischdesinfizierbar								
Anwendungs- gebiet	Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III								
Mikroklima	Klasse K								
Druckentlastung	Bei Belastung mit 80 kg: Klasse H								

\*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche



## decuSit

Grad II

Würfelsitzkissen zur Hohllagerung zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem Risiko / Grad II

- Für Personen bis 100 kg Körpergewicht
- Hohllagerung durch einzeln herausnehmbare Würfel
- Druckentlastung durch hochwertigen PU-Schaumstoff
- Inkl. hochwertigem PU-Bezug mit Reißverschluss, 60 °C waschbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig
- Abmessung: 43 x 43 x 8 cm
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



### Technische Daten

	decuSit
Artikelnummer	160 800
EAN-Code	4260338540364
Abmessungen in cm* (B x T x H)	43 x 43 x 8
Max. empfohlenes Patientengewicht	100 kg
Material	PU-Schaumstoff
Bezug	Polyurethan, schwarz, 60 °C waschbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig
Raumgewicht	Würfel: 30 kg/m <sup>3</sup>
Anwendungsgebiet	Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem Risiko / Grad II

\*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche



## prophysit

Grad I

Würfelsitzkissen zur Dekubitusprophylaxe  
und Therapieunterstützung bei niedrigem Risiko / Grad I

- Für Personen bis 100 kg Körpergewicht
- Zur optimalen Druckverteilung
- inkl. hochwertigem PU-Bezug mit Reißverschluss, bei 60°C waschbar
- Abmessung: 43 x 43 x 6,5 cm
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



### Technische Daten

	prophysit
Artikelnummer	160 701
EAN-Code	4260338540371
Abmessungen in cm* (B x T x H)	43 x 43 x 6,5
Max. empfohlenes Patientengewicht	100 kg
Material	PU-Schaumstoff
Bezug	Polyurethan, schwarz, 60 °C waschbar, atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig
Anwendungsgebiet	Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei niedrigem Risiko / Grad I

\*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche



## Standardsitzkissen, RG 35 mit Stuhlbändern

- PU-Schaum RG 35
- In verschiedenen Abmessungen
- Inkl. hochwertigem Baumwollbezug, mit Stuhlbändern und Reißverschluss, bis 60 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



### Technische Daten

Art. Nr.	EAN-Code	Art.-Name	Abmessung*	Bezug
160 200	4260338540388	Standardsitzkissen, RG 35 mit Stuhlbändern	38 x 38 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und Stuhlband
160 200 - 38.40.5	4260338540395		38 x 40 x 5 cm	
160 201	4260338540401		38 x 43 x 5 cm	
160 200 - 38.45.5	4260338540418		38 x 45 x 5 cm	
160 202	4260338540425		40 x 40 x 5 cm	
160 207	4260338540432		40 x 43 x 5 cm	
160 203	4260338540449		40 x 45 x 5 cm	
160 204	4260338540456		43 x 43 x 5 cm	
160 200 - 45.43.5	4260338540463		45 x 43 x 5 cm	
160 205	4260338540470		45 x 45 x 5 cm	
160 200 - 48.40.5	4260338540487		48 x 40 x 5 cm	
160 200 - 48.43.5	4260338540494		48 x 43 x 5 cm	
160 206	4260338540500		48 x 45 x 5 cm	
160 200-50.43.5	4260338540517		50 x 43 x 5 cm	
160 200-53.43.5	4260338540524		53 x 43 x 5 cm	
160 200-55.43.5	4260338540531		55 x 43 x 5 cm	
160 200 - 56.46.5	4260338540548		56 x 46 x 5 cm	
160 200 - SM	4260338540555		Sondermaß	



# Standardsitzkissen, RG 35 mit rutschfester Unterseite

- PU-Schaum RG 35
- In verschiedenen Abmessungen
- Inkl. hochwertigem Baumwollbezug, mit rutschfester Unterseite und Reißverschluss, bis 60 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



## Technische Daten

Art. Nr.	EAN-Code	Art.-Name	Abmessung*	Bezug
160 225	4260338540562	Standardsitzkissen, RG 35 mit rutschfester Unterseite	38 x 38 x 5 cm	Baumwollbezug schwarz mit Reißverschluss und rutschfester Unterseite
160 222	4260338540579		38 x 40 x 5 cm	
160 220	4260338540586		38 x 43 x 5 cm	
160 223	4260338540593		38 x 45 x 5 cm	
160 214	4260338540609		40 x 40 x 5 cm	
160 216	4260338540616		40 x 43 x 5 cm	
160 219	4260338540623		40 x 45 x 5 cm	
160 212	4260338540630		43 x 43 x 5 cm	
160 213	4260338540647		45 x 43 x 5 cm	
160 217	4260338540654		45 x 45 x 5 cm	
160 221	4260338540661		48 x 40 x 5 cm	
160 218	4260338540678		48 x 43 x 5 cm	
160 215	4260338540685		48 x 45 x 5 cm	
160 226	4260338540692		50 x 43 x 5 cm	
160 227	4260338540708		53 x 43 x 5 cm	
160 228	4260338540715		55 x 43 x 5 cm	
160 224	4260338540722		56 x 46 x 5 cm	
160 212-SM	4260338540739		Sondermaß	

\*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche



## Arthrodesenkissen

- Für Patienten mit Bewegungseinschränkungen in der Hüfte (griechisch Arthrodesese) sowie beinamputierte Rollstuhlfahrer mit einem Körpergewicht bis 150 kg
- Verbesserte Körperanpassung durch Einfräsung im Schaumstoff, wahlweise links, rechts oder beidseitig
- Hochwertiger Bezug
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



### Technische Daten

Art. Nr.	EAN-Code	Art.-Name	Abmessung* (B x T x H)	Bezug
160 750	4260338540746	Arthrodesenkissen links	44,5 x 40,5 x 11,5 cm	Nickybezug schwarz mit Reißverschluss, bis 30 °C waschbar
160 751	4260338540753	Arthrodesenkissen rechts		
160 752	4260338540760	Arthrodesenkissen beidseitig		

\*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche

## Grad I

Scharf begrenzte „nicht-wegdrückbare“ Hautrötung bei intakter Haut. Richtungsweisend können auch eine Überwärmung der Haut oder eine Verhärtung oder ein Ödem auftreten. Bei dunkelhäutigen Menschen kann es zur Entfärbung der Haut kommen.

## Grad II

Teilverlust der Epidermis bis hin zur Dermis. Es handelt sich um ein oberflächliches Ulcus, welches zur Abrasion, Blase oder zum flachen Krater manifestieren kann.

## Grad III

Schädigungen aller Hautschichten (Epidermis, Dermis und Subcutis), die bis auf, aber nicht unter die darunter liegenden Faszien (Weichteilunterschicht des Bindegewebes) reichen können, welche noch nicht betroffen sind. Klinisch zeigt sich der Dekubitus als tiefe Schädigung mit oder ohne Unterminierung des umliegenden Gewebes.

## Grad IV

Hautverlust über die gesamte Hautdicke mit ausgedehnten Gewebnekrosen und Schädigung der Muskeln, Sehnen und Knochen. Unterminierung und Taschenbildung kommen ebenfalls häufig vor.

## Sitzkissen/Einsatz · Empfehlungen

Sitzkissen	Größen	Empfohlenes Patientengewicht (maximal)						Empf. Dekubitus-Grad		Funktionen/Spezifikationen					Weitere Indikationen	
		90 kg	100 kg	120 kg	135 kg	150 kg	220 kg	Bis Grad II	Bis Grad III	Weichlagerung	Hohl-lagerung	Schaum/ Gel-Kombination	Luft-insouffl.	Wieder-einsatz		
ADL Viskoschaum Sitzkissen	Alle Größen	●	●	●	●				●	●					●	Querschnitt-lähmung, Multiple Sklerose, Halbseiten-lähmung, Amputationen, Schwenklappen-plastik, Hauttrans-plantationen, Verbrennungen, Schädelhirn-Trauma
Silflex 200 (L)	Alle Größen			●		●		●		●		●		●		
Silflex 200 (XL)	Alle Größen					●	●	●		●		●		●		
soft air® sit	(Ein-Kammer-System)					●			●					●	●	●
soft air® sit	(Zwei-Kammer-System)					●			●					●	●	●
decuSit	Alle Größen		●					●		●	●				●	
prophysit	Alle Größen		●							●					●	
Standardsitzkissen mit Stuhlbändern	Alle Größen									●					●	
Standardsitzkissen mit rutschfester Unterseite	Alle Größen									●					●	
Arthrodesenkissen	Alle Größen					●				●					●	●

Ein Unternehmen der ADL Gruppe:

**ADL® GmbH**  
An der Germania Brauerei 1  
48159 Münster  
Germany

Telefon: +49 (0) 251 149896-0  
Telefax: +49 (0) 251 149896-99

**Produktionsstätte und Servicecenter**

Im Flürchen 1  
99334 Amt Wachsenburg  
Germany

Telefon: +49 (0) 36202 7519-0  
Telefax: +49 (0) 36202 7519-12

E-Mail: [info@adl-gmbh.de](mailto:info@adl-gmbh.de)  
Internet: [www.adl-gmbh.de](http://www.adl-gmbh.de)



©copyright by ADL GmbH · Münster  
Stand 01/2018

