



Servicecheckheft für medizinisch-technische Geräte

Art. Nr. 999 190



Inhaltsverzeichnis

1	Spezifikation	Seite 3
2	Vorwort	Seite 4
3	Garantie	Seite 5
4	Garantieausschluss	Seite 6
5	Instanthaltung · Serviceintervalle	Seite 7
6	Desinfektion	Seite 8
7	Wichtig!	Seite 9
8	Servicenachweise	Seite 10
9	Symbole für die Pflegebehandlung von Textilien	Seite 11

Spezifikation

Typenbezeichnung:

Seriennummer:

Zubehör (Extras):

Fachhändler:

Stempel:

Erworben am:

Vorwort

In diesem Servicecheckheft stellen wir Ihnen die von der ADL® GmbH gewährten Service- und Garantieleistungen vor. Dies soll dazu beitragen, dass Sie und der Benutzer stets mit dem Produkt zufrieden sind. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, rufen Sie uns an.

Mit unserem Sitz in Senden (NRW) und der Produktionsstätte in Amt Wachsenburg haben wir uns zwei Orte ausgesucht, die prädestiniert sind, um den Service sowie die Logistik zentral zu steuern. Mehrere Servicefahrzeuge holen im wöchentlichen Turnus die Systeme direkt beim Kunden ab und bringen sie im selben Turnus wieder zurück.

Das von der ADL® GmbH entwickelte und empfohlene Serviceprogramm umfasst alle Kontrollen und Einstellungen sowie den Austausch von Teilen, die für die Sicherheit und einwandfreie Funktion notwendig sind.

Der §7 der Medizinprodukte Betreiberverordnung schreibt regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen für Medizinprodukte vor. Diese sollen laut Herstellerangaben, nach zwei Jahren, durchgeführt werden.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Ihre

 ADL® GmbH

Garantie

Dieses Heft ist Bestandteil des erworbenen Produktes.

Bewahren Sie es sorgfältig auf. Im Falle eines Verlustes des Serviceheftes, wenden Sie sich an ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter bzw. Fachhändler oder direkt an die ADL® GmbH.

- Die ADL® GmbH gibt eine Garantie von zwei Jahren auf das Matratzensystem und die Aggregate. Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen.
- Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung durch die ADL® GmbH.
- Bei Inanspruchnahme der Garantie muss das ausgefüllte Servicecheckheft vorgelegt werden.
- Die Kosten für Lohn, Teile, Transport und Material werden im Rahmen der Garantie übernommen.
- Die ADL® GmbH behält sich das Recht auf eine dreimalige Nachbesserung vor. Schlagen die Nachbesserungen fehl oder sind weitere Nachbesserungen unzumutbar, so hat der Käufer das Recht auf ein Ersatzsystem.
- Die Ausführung von Reparaturen verlängert die Dauer der Garantie nicht. Nicht angezeigte Garantieansprüche verjähren mit Ablauf des o. g. Zeitraumes.
- Alle Ansprüche auf Grund von Fehlern, die Gegenstand von Reparaturmaßnahmen waren, verjähren drei Monate nachdem der Hersteller erklärt hat, dass der Fehler behoben oder nicht vorhanden sei, nicht jedoch vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Bitte beachten Sie die Garantiausschlüsse auf der folgenden Seite!

Garantieausschluss

Die Entscheidung, ob das defekte System ausgetauscht oder instand gesetzt wird, obliegt allein der ADL® GmbH. Die Garantie findet keine Anwendung, wenn der Fehler nachweislich auf folgende Tatsachen zurückzuführen ist:

1. Der Fehler wurde nicht innerhalb von zwei Jahren angezeigt – oder
2. der Aufforderung unverzüglich Gelegenheit zur Nachbesserung zu gegeben wurde nicht entsprochen – oder
3. das System wurde unsachgemäß behandelt, überbeansprucht oder mutwillig zerstört – oder
4. das System wurde von einer nicht autorisierten Werkstatt repariert – oder
5. es sind Änderungen am System vorgenommen worden, die vom Hersteller nicht zugelassen oder vorgesehen sind – oder
6. die Vorschriften über Behandlung, Wartung und Pflege des Systems wurde nicht befolgt.

Das Servicecheckheft mit Wartungsprogramm ist Bestandteil des Systems. Bewahren Sie es sorgfältig auf. Es muss vor Durchführung von Wartungsarbeiten dem Hersteller vorgelegt werden.

Instandhaltung

Inspektion in Anlehnung an DIN EN 62353/VDE 0751:2008	Reinigung
Besichtigung des Gerätes unter Berücksichtigung <ul style="list-style-type: none"> • der Sicherungseinsätze • der Aufschriften • des mech. Zustandes • von Beschädigungen und Verschmutzungen • des Zubehörs • der Begleitunterlagen 	Autoklavierung oder chemothermische Aufbereitung der Auflage, des Bezugs und der Transporttasche.
Messung des Schutzleiterwiderstandes	Reinigung und Oberflächendesinfektion von Aggregaten, Luftzufuhrschläuchen und Zubehör
Messung der Ableitströme	Aufrüsten und Zusammenbau des Systems
Messung des Isolationswiderstandes	Funktionsprüfung
Funktionsprüfung unter Berücksichtigung der Gebrauchsanweisung	Erstellung eines Reinigungszertifikats
Auswertung und Dokumentation * wenn vorhanden	Rücklieferung

Serviceintervalle

Die ADL® GmbH empfiehlt für alle elektrisch betriebenen Systeme Instandhaltungsmaßnahmen nach MPBtriebV § 7 spätestens alle 2 Jahre durchzuführen. Nach Änderungen und Instandsetzungen sind ebenfalls Maßnahmen nach DIN EN 62353; VDE 0751-1 durchzuführen, sofern der Stromkreis unterbrochen wurde.

Desinfektion

Diese Reinigungsverfahren empfehlen wir zur Desinfektion der Anti-Dekubitus-Systeme aus unserem Haus.

Desinfektion mittels Desinfektor

Die Reinigung der ADL® GmbH arbeitet nach dem fraktionierten Vakuumverfahren mit gesättigtem Wasserdampf. Das Verfahren wird regelmäßig durch ein Labor auf seine Wirksamkeit überprüft und revalidiert.

Desinfektion mittels validierten Waschverfahren

Auch das Ottalin-Peracet-Verfahren können wir empfehlen. Es ist in den Robert-Koch-Richtlinien genannt. Achten Sie jedoch bei jedem Verfahren darauf, dass keine Restfeuchtigkeit im System verbleibt, da sie zu Schimmelbildung führen kann! Bei diesem Verfahren werden 65 °C nicht überschritten. Auch dieses Verfahren muss regelmäßig auf seine Wirksamkeit überprüft werden.

Die Polyurethanbezüge können bei 95 °C in der Maschine gewaschen werden.

Auch Wischdesinfektionsverfahren können durchgeführt werden, wenn sie validiert und anerkannt sind. Achten Sie jedoch bei der Wahl der Desinfektionsmittel auf das Wirkungsspektrum, die Einwirkzeit und die Materialien, für die sie verwendet werden können! Die Systeme aus dem Haus der ADL® GmbH bestehen zum größten Teil aus Polyamid und Polyurethan. Achten Sie darauf, dass diese Kunststoffe von den Desinfektionsmitteln nicht angegriffen werden!

Desinfektionsmittelempfehlungen:

BACILLOCID RASANT (BODE), BACILLOL AF (BODE), BACILLOCID SPEZIAL (BODE), KOHR SOLIN FF (BODE), KOHR SOLIN (BODE), MICROBAC FORTE (BODE), DISMOZON PUR (BODE), INCIDIN FOAM (ECOLAB), INDUR DES (ECOLAB).

Halten Sie sich in jedem Fall an die „Richtlinien zur Krankenhaushygiene und Infektionsprävention“ des Robert-Koch-Institutes, und an das Infektionsschutzgesetz!

Gerne beraten wir Sie, falls Sie Fragen zur Reinigung und Desinfektion der Anti-Dekubitus-Systeme aus unserem Haus haben.

Wichtig!

- Die Garantie kann nur bei den von der ADL® GmbH hergestellten oder vertriebenen Systemen Anwendung finden. Für Fremdsysteme wird keine Garantie übernommen. Reparaturen an Fremdsystemen können nur durchgeführt werden, wenn sie baugleich mit ADL®-Systemen sind.
- Inspektionswartung an Fremdsystemen können durchgeführt werden, wenn das System inkl. Gebrauchsanweisung bei der ADL® GmbH eintrifft. Eine Inspektion in Anlehnung nach DIN EN 62353 ist sonst nicht durchführbar.
- Bei jedem Patientenwechsel ist eine komplette Reinigung/Desinfektion aus hygienischen Gründen erforderlich.
- Im Dauerbetrieb ist eine oberflächliche Reinigung des Aggregatgehäuses durch eine Wischdesinfektion in einem Abstand von höchstens drei Tagen anzuraten. Des weiteren sollte im selben Turnus eine Wischdesinfektion oder ein Wechsel des Bezuges durchgeführt werden.
- Sofern vorhanden, sollte eine Luftfilterkontrolle der Aggregate im wöchentlichen Abstand, wenn die Geräte sich in Bodennähe befinden, alle zwei bis drei Tage, erfolgen.
- Sofern vorhanden, müssen Batterien oder Akkumulatoren fachgerecht entsorgt werden. Sie gehören nicht in den Hausmüll!

Service

Prüfungsdatum, Einrichtung, Prüfer (wird vom Prüfer ausgefüllt)

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Service

Symbole für die Pflegebehandlung von Textilien



Waschen und Spülen in der Waschmaschine mit normalem Wasch- und Schleuderprogramm, unter Verwendung der angezeigten Waschttemperaturen



Nicht waschen



Bleichmittel dürfen verwendet werden



Keine Verwendung von Bleichmitteln



Keine chemische Reinigung möglich



Bedingt trocknergeeignet

Definition It.ISO 6330/3758:2005 (D)
Trocknen bei niedriger Temperatur, max. 50° C



Darf nicht im Trockner getrocknet werden



Nicht bügeln



Gerät getrennt sammeln!
An den Hersteller zurückgeben!



Kostenlose Telefon-Hotline: 08000 235 235

ADL® Anti Dekubitus Lagerungssysteme GmbH
Im Flürchen 1
99334 Amt Wachsenburg
Germany

Telefon: + 49 36202 7519-0
Telefax: + 49 36202 7519-12

E-Mail: info@adl-gmbh.de
Internet: www.adl-gmbh.de