


Grad III

HMV-Nr.  
11.29.05.0044

## Olymp

Schaumstoffmatratze in zwei Schichten zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III

- Für Patientengewichte von 20 bis 130 kg (in Liegeposition)
- Keine Kontraindikationen
- Passive Mikroklimaregulierung
- Trikotbezug
- Alternativ mit PU-Vollbezug, feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv, waschbar bis 95 °C, bedingt trocknergeeignet, schwer entflammbar nach Crib 5, Reißverschluss
- Alle weiteren technischen Daten finden Sie im Handbuch
- Das Handbuch liegt nicht in geeigneter Form für blinde oder sehbehinderte Patienten vor.



ADL® GmbH  
Produktionsstätte  
und Servicecenter  
Im Flürchen 1  
99334 Amt Wachsenburg  
Germany  
Telefon: +49 (0) 36202 7519-0  
Telefax: +49 (0) 36202 7519-12

E-Mail: [info@adl-gmbh.de](mailto:info@adl-gmbh.de)  
Internet: [www.adl-gmbh.de](http://www.adl-gmbh.de)



©copyright by ADL GmbH®  
2025-07-18 · Rev. LH 001

### Technische Daten

	Olymp Matratze		Olymp Matratze PU	
Artikelnummer	100 405	100 405-200.100.14	100 405-PU	100 405-PU-200.100.14
Abmessung in cm	200 x 90 x 14	200 x 100 x 14	200 x 90 x 14	200 x 100 x 14
Material	Oberschicht: PU-Kaltschaum, Raumgewicht: 40 kg/m <sup>3</sup> , Stauchhärte: 3,0 kPa Unterschicht: PU-Schaum, Raumgewicht: 40 kg/m <sup>3</sup> , Stauchhärte: 3,0 kPa			
Bezug	Trikotbezug		PU-Vollbezug 95 °C waschbar, bedingt trocknergeeignet, schwer entflammbar nach Crib 5, inkl. Trikotbezug	
Empfohlenes Patientengewicht	20 - 130 kg (in Liegeposition)			
Anwendungsgebiet	Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III			
Mikroklima	Klasse H			
Druckentlastung	Bei Belastung mit 80 kg = Klasse D, bei Belastung mit 130 kg = Klasse G			

\* Unsere Pflegehinweise, Garantiebedingungen und Handbücher finden Sie auf [www.adl-gmbh.de](http://www.adl-gmbh.de).