


## lenos® light

Grad IV

30°-Lagerungssystem für verschiedene Positionen und Intervalle mit integrierter Matratze Clinisan® zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei sehr hohem Risiko/Grad IV sowie für spezielle Krankheitsbilder.

- **lenos® light Aggregat**
  - Wahlweise Rechts-Links-Lagerung und Rückenfunktion einstellbar
  - Lagerungszyklen wahlweise auf eine oder zwei Stunden wählbar
  - Lagerungswinkel durch regulierbare Belüftungszeiten veränderbar
- **lenos® light Auflage**
  - Zwei verbundene PU-Luftbälge zur Belüftung bis 30°
  - Zur Unterstützung der 30°-Lagerung auch als Ergänzung verschiedener, luftinsufflierter Lagerungssysteme einsetzbar
  - Bezug zur Befestigung an Schaumstoffmatratzen integriert, hochwertiges Polyurethan, feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv, 95 °C waschbar, bis 50 °C trocknergeeignet
  - Die Auflage ist thermisch desinfizierbar, daher wiedereinsatzfähig
- „Stand-alone-System“ (keine zusätzliche Matratze erforderlich)



### Technische Daten

|                              | lenos® light   | Clinisan®  | Bezug   |
|------------------------------|--|--|---|
| Artikelnummer                | 111 350-NEU  | 100 400  | 111 305   |
| Material                     | Matratze: Polyurethan · Aggregat: Kunststoffgehäuse  | Polyurethan  | Polyurethan   |
| Für Liegeflächen in cm       | 200 x 100  | 200 x 90   | 200 x 100   |
| Garantie*                    | 2 Jahre  | 3 Jahre gegen Kuhlenbildung  | --  |
| Elektrische Anschlusswerte   | 230 V · 50 Hz/22 W   | --   | --  |
| Sicherung                    | 2A träge   | --   | --  |
| Abmessungen (belüftet) in cm | 200 x 80   | 198 x 90 x 17  | 200 x 90 x 16   |
| Gewicht in kg                | Unterlage: ca. 1,0 · Aggregat: ca. 1,5 · Bezug: ca. 0,9                                      | ca. 8,0  | ca. 0,9   |
| Reinigung                    | Thermische Desinfektion  | --   | --  |
| Bezug                        | 95 °C waschbar, bis 50 °C trocknergeeignet   | PU-Matratzenhülle, blau, 95 °C waschbar, bis 50 °C trocknergeeignet        | 95 °C waschbar, bis 50 °C trocknergeeignet                              |
| Empf. Patientengewicht       | bis 120 kg mit clinisan<br>bis 250 kg mit geeigneter Schwerlast-Matratze                     | 40 - 120 kg  | --  |
| Anwendungsgebiet             | 30°-Lagerung zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei sehr hohem Risiko/Grad IV | Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem Risiko/Grad II | Bezug zur Befestigung der lenos® light Auflage auf Schaumstoffmatratzen |



ADL® GmbH  
Produktionsstätte  
und Servicecenter  
Im Flürchen 1  
99334 Amt Wachsenburg  
Germany  
Telefon: +49 (0) 36202 7519-0  
Telefax: +49 (0) 36202 7519-12

E-Mail: [info@adl-gmbh.de](mailto:info@adl-gmbh.de)  
Internet: [www.adl-gmbh.de](http://www.adl-gmbh.de)

